

**bzmi**

SHM1 – toothbrush


**INSTRUKCJA OBSŁUGI PL**  
**USER MANUAL EN**



# INSTRUKCJA OBSŁUGI **PL**

Rozszerzona instrukcja dostępna na [www.bemi-electronics.com](http://www.bemi-electronics.com)

## Elementy urządzenia



- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Głowica szczoteczki | 2. Przycisk zasilania      |
| 3. Pokrywa baterii     | 4. Główna część urządzenia |

**Ultrasoniczna elektryczna szczoteczka do zębów SHM1**, w instrukcji nazwana "urządzenie".

Obowiązkowo zapoznaj się z tą instrukcją i kartą gwarancyjną przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Aby **uruchomić urządzenie** naciśnij przycisk zasilania. Aby wyłączyć urządzenie naciśnij ponownie przycisk zasilania.

## Konserwacja i użytkowanie

Przed użyciem dokładnie umyj głowicę szczoteczki. Po każdym użyciu splucz włosie i głowica szczoteczki czystą wodą i naturalnie wysusz powietrzem.

Regularnie czyść urządzenie, utrzymuj je suche. Nie wystawiaj urządzenia na działanie środków czyszczących, żrących lub innych chemikaliów. Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich (ponad +35°C) i niskich (poniżej 0°C) temperatur jak i na nagrzewanie poprzez działanie na przykład promieni słonecznych lub innego źródła ciepła, może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 8 lat i niemowląt, nie należy im go udostępniać. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze, pod nadzorem osoby dorosłej lub jeśli zostaną poinstruowane o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia przez osobę dorosłą.

**Uwaga: IPX7** oznacza, że urządzenie to jest odporne na kurz, deszcz, wilgoć i pojedyncze zanurzenie w stojącej wodzie na krótki czas. Narażanie urządzenia na trudniejsze warunki może

spowodować jego uszkodzenia. Przy pierwszym użyciu może powodować dyskomfort zębów, mrowienie i krwawienie z powodu wibracji produktu o wysokiej częstotliwości. Wybierz tryb delikatny, by przyzwyczaić dziąsła do nowej metody czyszczenia. Jeśli krwawienie wciąż występuje po dwóch tygodniach stosowania, przestań używać urządzenia i skonsultuj się ze swoim dentystą.

### **Wymiana baterii**

Uwaga: nie wymieniaj baterii gdy urządzenie jest mokre. Nie pozwól by wilgoć dostała się do środka urządzenia na przykład kiedy jest ono niekompletne. Urządzenie przystosowane jest wyłącznie do zasilania baterią typu AA, zabrania się stosowania innego typu źródeł zasilania.

By wymienić baterię należy postępować z poniższymi krokami opisanymi na załączonym w tym punkcie zdjęciu.


1. Jedną ręką przytrzymaj główną część urządzenia a drugą za pokrywę baterii a następnie przekręć pokrywę w lewo, jak na poniższym zdjęciu.

2. Zsuń pokrywę baterii


3. Jeśli w urządzeniu jest umieszczona wcześniejsza bateria wyjmij ją odchylając ją od końca oznaczonego na poniższym zdjęciu znakiem +. Kiedy komora baterii jest pusta włóż nową baterię najpierw wkładając jej część oznaczoną znakiem -. Upewnij się że bateria dokładnie przylega do komory baterii urządzenia.

4. Włóż pokrywę baterii na urządzenie


5. Dokręć pokrywę baterii w prawo, jak na poniższym zdjęciu.



## Wymiana Głowicy szczoteczki



**INSTALACJA**



**DEMONTARZ**

Zaleca się wymianę głowicy szczoteczki co 3 miesiące lub wcześniej, jeśli pojawią się oznaki zużycia.

Podczas wymiany trzymaj główną część urządzenia jedną ręką, drugą ręką chwyć głowicę szczoteczki, obróć ją jak na zdjęciu powyżej i pociągnij w kierunkach przeciwnych do głównej części urządzenia. Wyjmij głowicę szczoteczki, a następnie zainstaluj nową głowicę szczoteczki. Podczas wymiany głowicy szczoteczki należy zwrócić uwagę na jej ustawienie, kierunek włosia głowicy ma być zgodny z kierunkiem przycisku zasilania.

**Podstawowe parametry:** Częstotliwość wibracji na minutę - 13 000; zasilanie: wymienna bateria typu AA, poziom ochrony: IPX7



urządzenie

**Prawidłowa utylizacja produktu.** Urządzenia nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady komunalne. Aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzkiego powodowanym nieprawidłową utylizacją odpadów, należy obowiązkowo przekazać zużyte do wyznaczonego punktu zbiórki sprzętu

elektronicznego lub do miejsca zakupu urządzenia w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektronicznego.



Niniejsze urządzenie, elektryczna szczoteczka do zębów model SHM1, jest zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/EU. Kompletna deklaracja zgodności

jest dostępna online pod linkiem: [www.bemi-electronics.com/certificates](http://www.bemi-electronics.com/certificates)

Niniejsza instrukcja obsługi nie jest objęta gwarancją, a wygląd i/lub funkcjonalność oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu może odbiegać od opisanej. Gwarant zastrzega sobie prawo do modyfikowania instrukcji obsługi w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadamiania

**Producent:** Shenzhen Minrek Electronic Ltd.


Adres: C602, 6th Floor, Building C, Hangcheng Road, Huafeng International Robot Industrial Zone, Xi'xiang, Bao'an, Shenzhen, Chiny 518126

Wyprodukowano w Chinach

# USER MANUAL EN

Extended user guide available on [www.bemi-electronics.com](http://www.bemi-electronics.com)

## Product description



1. Toothbrush head

2. Power button

3. Battery cover

4. Device main part

Ultrasonic Electric Toothbrush mode: SHM1, in manual called "device". It is mandatory to read this manual before start to using the device.

To **turn on the device**, press the function button. To turn off the device, press the power button for 2 seconds.

## Maintaining Equipment

Wash your brush head thoroughly before use. After each use, rinse the bristles and toothbrush head with clean water and air dry naturally. Clean the device regularly, keep it dry. Do not expose the device to cleaning agents, caustic agents or other chemicals. Do not expose the device to high (over + 35 ° C), low (below 0 ° C) temperatures or heat due to, for example, sunlight or other heat source. It may damage the device. The product is not suitable for children below 8 years and infants. Device can be used by children from 8 years old and above if they have been given supervision or instruction of concerning use of the device in a safe way, by an adult. **Note IPX7:** means that this device is resistant to dust, rain, moisture and a single immersion in standing water for a short time. Exposing the device to tougher conditions can damage it. When used for the first time, it may cause tooth discomfort, tingling and severe bleeding due to high-frequency vibration of the product. Please choose gentle mode, which will gradually disappear after repeated use. If there is


bleeding after two weeks of use, stop using this product and consult your dentist.

### **Battery change**

Note: Do not replace the battery when the device is wet. Do not allow moisture to get inside the device, for example when it is disassembled. The device is designed only to be powered by an AA battery, it is forbidden to use any other type of power source.

To replace the battery, follow the steps described in the photo at this point.

1. With one hand hold the main body of the device and with other hand turn the battery cover to the left, as in the photo below.
2. Slide off the battery cover
3. If some other battery is installed in the device, remove it by tilting it from the down part marked with the (+) sign. When the battery socket is empty, insert the new battery by first inserting the part marked with (-) sign. Make sure the battery fits.
4. Insert the battery cover into the device
5. Tighten the battery cover to the right as in the photo below.




### **Toothbrush Head Replacement**


Its recommended to replace Toothbrush Head every 3 months or sooner if signs of wear appear.

When replacing hold the main part of the device with one hand and with the other hand rotate toothbrush head as on the picture bellow and pull in the opposite directions to the main

part of the device. Take out the toothbrush head, and then install a new toothbrush head. When installing new toothbrush head, please pay attention to the direction. The bristle direction of the toothbrush head should be in the same direction as the power button direction.



ASSEMBLING



DISASSEMBLING

**Basic Parameters:** Vibration frequency (per min.): 13 000, power source: replaceable AA battery; protection level: IPX7 waterproof.



**Proper disposal of this product.** The device cannot be disposed of together with household waste. To prevent potential threats to the environment and human health due to improper disposal of waste, it is mandatory to take used electronic equipment to a designated collection point, or to the place

where the product was purchased for the purpose of recycling electronic waste.



This device, Electric Toothbrush model SHM1, is in compliance with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council. The complete declaration of conformity is available

online at the following link: [www.bemi-electronics.com/certificates](http://www.bemi-electronics.com/certificates)



This manual is not covered by the warranty, and the appearance and/or functionality of the software installed on the device may be different from the one described. The Guarantor reserves the right to modify the instruction manual at any time without prior notice.

**Manufacturer:** Shenzhen Minrek Electronic Ltd.

Address: C602, 6th Floor, Building C, Hangcheng Road, Huafeng International Robot Industrial Zone, Xi'xiang, Bao'an, Shenzhen, China 518126

Made in China