

bzmi

SH1 – toothbrush


INSTRUKCJA OBSŁUGI **PL**
USER MANUAL **EN**



INSTRUKCJA OBSŁUGI **PL**

Rozszerzona instrukcja dostępna na www.bemi-electronics.com

Elementy urządzenia



- 1.Terminal ładowania 2.Wskaźnik baterii 3.Tryby czyszczenia
4.Przycisk funkcyjny 5.Głowica szczoteczki

Ultrasoniczna elektryczna szczoteczka do zębów SH1, w instrukcji nazwana "urządzenie"

Obowiązkowo zapoznaj się z tą instrukcją i kartą gwarancyjną przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Aby **uruchomić urządzenie** naciśnij przycisk zasilania. Aby wyłączyć urządzenie przyciskaj przycisk zasilania przez 2 sekund.

Konserwacja i użytkowanie

Przed użyciem dokładnie umyj głowicę szczoteczki. Po każdym użyciu spłucz włosie i głowica szczoteczki czystą wodą i naturalnie wysusz powietrzem.

Regularnie czyść urządzenie, utrzymuj je suche. Nie wystawiaj urządzenia na działanie środków czyszczących, żrących lub innych chemikaliów. Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich (ponad +35°C) i niskich (poniżej 0°C) temperatur jak i na nagrzewanie poprzez działanie na przykład promieni słonecznych lub innego źródła ciepła, może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 8 lat i niemowląt, nie należy im go udostępniać. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze, pod nadzorem osoby dorosłej lub jeśli zostaną poinstruowane o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia przez osobę dorosłą.

Uwaga: IPX7 oznacza, że urządzenie to jest odporne na kurz, deszcz, wilgoć i pojedyncze zanurzenie w stojącej wodzie na

krótki czas. Narażenie urządzenia na trudniejsze warunki może spowodować jego uszkodzenia.

Ładowanie baterii

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy upewnić się, że bateria jest naładowana. Do ładowania należy użyć dostarczonego w zestawie przewodu. Zaleca się użycie zasilacza o napięciu 5 V i natężeniu 1 A.

Pełne naładowanie urządzenia zajmuje około 8 godzin. By

podłączyć ładowanie należy

postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Umieścić złącze kabla ładującego w terminalu ładowania urządzenia.
2. Podłączyć kabel ładujący do źródła zasilania za pomocą złącza USB. Kontrolka zasilania zacznie pulsować czerwonym światłem. Produkt należy ładować przez 4-7 godzin lub dłużej w następujących przypadkach: przed pierwszym użyciem, gdy nie był używany przez ponad 6 miesięcy, jeśli urządzenie sygnalizuje niski poziom baterii. Kiedy wskaźnik zasilania miga na czerwono, oznacza niski poziom baterii. Podłączenie urządzenia do ładowania gdy jest włączone spowoduje jego wyłączenie i przejście w tryb ładowania. Podczas ładowania nie można włączyć urządzenia. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, wskaźnik zasilania zaświeci się na zielono. Po długim okresie użytkowania skróci się czas działania baterii i co za tym idzie czas działania urządzenia na jednym ładowaniu. Uwaga: nie ładuj urządzenia, gdy jest mokre, tak urządzenie, kabel ładujący, źródło zasilania oraz inne elementy biorące udział w ładowaniu ze względów bezpieczeństwa muszą być suche. Nie ładuj urządzenia w sąsiedztwie wody.



Tryby czyszczenia

Programy można zmieniać za pomocą pojedynczego naciśnięcia przycisku funkcyjnego gdy urządzenie jest włączone. Urządzenie ma funkcję pamięci, więc po użyciu zostanie zapamiętany ostatnio używany tryb.


1. Soft Mode (Tryb delikatny): dla wrażliwych zębów i dziąseł.
2. Standard Mode (Tryb standardowy): do rutynowego czyszczenia i usuwania płytki nazębnej.

3. Whitening Mode (Tryb wybielania): wyższa częstotliwość, szybkie czyszczenie zębów.


Inteligentny zegar (dla każdego trybu): Urządzenie ma automatyczne cykle dla łatwiejszej kontroli czasu czyszczenia: pauza co 30 sekund i po 2 minutach wyłączenie.

Przy pierwszym użyciu może powodować dyskomfort zębów, mrowienie i krwawienie z powodu wibracji o wysokiej częstotliwości. Wybierz tryb delikatny, by przyzwyczaić dziąsła do nowej metody czyszczenia. Jeśli krwawienie wciąż występuje po dwóch tygodniach stosowania, przestań używać urządzenia i skonsultuj się ze swoim dentystą.

Wymiana Głowicy szczoteczki



Disassembly



installation

Zaleca się wymianę głowicy szczoteczki co 3 miesiące lub wcześniej, jeśli pojawią się oznaki zużycia.

Podczas wymiany mocno trzymaj główną część urządzenia jedną ręką, drugą ręką chwyć głowicę szczoteczki i pociągnij w przeciwnych kierunkach. Wyjmij głowicę szczoteczki, a następnie zainstaluj nową głowicę szczoteczki. Podczas wymiany głowicy szczoteczki należy zwrócić uwagę na jej ustawienie, kierunek włosia głowicy ma być zgodny z kierunkiem przycisku funkcyjnego.

Podstawowe parametry: Częstotliwość wibracji na minutę - 36 000; pojemność baterii: 800 mAh; poziom ochrony: IPX7



Prawidłowa utylizacja produktu. Urządzenia nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady komunalne. Aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzkiego powodowanym nieprawidłową utylizacją odpadów, należy obowiązkowo przekazać zużyte

urządzenie do wyznaczonego punktu zbiórki sprzętu elektronicznego lub do miejsca zakupu urządzenia w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektronicznego.

Ostrzeżenie: Bateria litowa w środku.



Niniejsze urządzenie, elektryczna szczoteczka do zębów model SH1, jest zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/EU. Kompletna deklaracja zgodności

jest dostępna online pod linkiem: www.bemi-electronics.com/certificates

Niniejsza instrukcja obsługi nie jest objęta gwarancją, a wygląd i/lub funkcjonalność oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu może odbiegać od opisanej. Gwarant zastrzega sobie prawo do modyfikowania instrukcji obsługi w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadamiania

Pobór mocy – 2W

Producent: Shenzhen Minrek Electronic Ltd.


Adres: C602, 6th Floor, Building C, Hangcheng Road, Huafeng International Robot Industrial Zone, Xi'xiang, Bao'an, Shenzhen, Chiny 518126

Wyprodukowano w Chinach

USER MANUAL EN

Extended user guide available on www.bemi-electronics.com

Product description



1. Charging terminal 2. Power indicator 3. Cleaning modes
4. Function button 5. Toothbrush head

Ultrasonic Electric Toothbrush mode: SH1, in manual called "device". It is mandatory to read this manual before start to using the device.

To **turn on the device**, press the function button. To turn off the device, press the power button for 2 seconds.

Maintaining Equipment

Wash your brush head thoroughly before use. After each use, rinse the bristles and toothbrush head with clean water and air dry naturally. Clean the device regularly, keep it dry. Do not expose the device to cleaning agents, caustic agents or other chemicals. Do not expose the device to high (over + 35 ° C), low (below 0 ° C) temperatures or heat due to, for example, sunlight or other heat source. It may damage the device. The product is not suitable for children below 8 years and infants. Device can be used by children from 8 years old and above if they have been given supervision or instruction of concerning use of the device in a safe way, by an adult.

Note IPX7: means that this device is resistant to dust, rain, moisture and a single immersion in standing water for a short time. Exposing the device to tougher conditions can damage it.

Charging

Before start using the device, please make sure the battery is charged. For charging, please use the provided charging cable.

The recommended power adaptor current is 5V, 1A. It takes about 7 hours to fully charge device. Please follow the steps below to the charge.

1.Place the connector of the charging cable in the charging terminal of the device.



2.Connect the charging cable to the power source using the USB connector. The power indicator light (red light) start to flashing. Please charge the product for 4-7 hours or more in the following cases: Before the first use; Has not used this product for more than 6 months; In case of low power reminder.

When the power indicator is flashed red light, it indicates a low power. Insert a charging connection, with power, into device to charge when is turned on will automatically turn it off and will switch it in charging mode; During charging, the device cannot be turned on. When the device is fully charged, the power indicator will light green. After the device is used for a long time, the battery life will be shortened and the use time will be reduced.

Note: do not charge the device when it's wet, charging terminal, charging cable and power source must to be dry. Don't charge device close to watter.

Cleaning Modes

Programs can be changed by single press function button when device is turned on. Device has a memory function so when used, the product will remember the brushing mode of last shutdown.

1.Soft Mode: For sensitive teeth and gums.

2.Standard Mode: for routine cleaning and removing dental plaque.


3.Whitening Mode: Higher frequency, high speed tooth cleaning.

Smart timer (for every clining mode): The device has automatic cycles for easier control of cleaning time: pause every 30 seconds and after 2 minute turn-off.


When used for the first time, it may cause tooth discomfort, tingling and severe bleeding due to high-frequency vibration of

the product. Please choose gentle mode, which will gradually disappear after repeated use. If there is bleeding after two weeks of use, stop using this product and consult your dentist.

Toothbrush Head Replacement



Disassembly



installation

It is recommended to replace the Toothbrush Head every 3 months or sooner if signs of wear appear.

When replacing, hold the main part of the device tightly with one hand, hold the toothbrush head with the other hand, and pull it in opposite directions. Take out the toothbrush head, and then install a new toothbrush head. When replacing the toothbrush head, please pay attention to the direction. The bristle direction of the toothbrush head is in the same direction as the function button direction.

Basic Parameters: Vibration frequency (per min.): 36 000, battery capacity: 800 mAh; protection level: IPX7 waterproof.



Proper disposal of this product. The device cannot be disposed of together with household waste. To prevent potential threats to the environment and human health due to improper disposal of waste, it is mandatory to take used electronic equipment to a designated collection point, or to the place

where the product was purchased for the purpose of recycling electronic waste. **Warning:** Lithium battery inside.



This device, Electric Toothbrush model SH1, is in compliance with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council. The complete declaration of conformity is available

online at the following link: www.bemi-electronics.com/certificates

This manual is not covered by the warranty, and the appearance and/or functionality of the software installed on the device may be different from the one described. The Guarantor reserves the right to modify the instruction manual at any time without prior notice.

Power consumption: 2W

Manufacturer: Shenzhen Minrek Electronic Ltd.

Address: C602, 6th Floor, Building C, Hangcheng Road, Huafeng International Robot Industrial Zone, Xi'xiang, Bao'an, Shenzhen, China 518126

Made in China